

CLEANFLEX® CBS, CBT und CBV-Serie REINIGUNGSBÜRSTEN

Neben den Biopsie- u. Fremdkörperzangen ist auch ein Sortiment von flexiblen Bürsten zur Reinigung der Arbeitskanäle der Endoskope verfügbar. Das Distalteil der Spirale (ca. 3 cm.) ist geschliffen und ermöglicht somit sichere und schnelle Bewegungen im Arbeitskanal des Endoskops. Diese Reinigungsbürsten sind wieder verwendbar und autoklavierbar. Sie können mit einer Einzelbürste (10 oder 20 mm. lang) einerseits und einem Kontrasting andererseits oder mit beidseitigen Bürsten in unterschiedlichen Längen geliefert werden. Die **CBV-Serie** dient dann zur Reinigung der Ventilsitze von Endoskopen.

REINIGUNGSBÜRSTE EINZELN

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
CBS.R.***10.2	230 - 400	2,0
CBS.R.***20.2	230 - 400	2,0
CBS.R.***10.3	230 - 400	3,0
CBS.R.***20.3	230 - 400	3,0
CBS.R.***10.4	230 - 400	4,0
CBS.R.***20.4	230 - 400	4,0

REINIGUNGSBÜRSTE DOPPELT

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
CBT.R.***20.10.2	230 - 400	2,0
CBT.R.***20.10.3	230 - 400	3,0
CBT.R.***20.10.4	230 - 400	4,0

REINIGUNGSBÜRSTE FÜR VENTILSITZE

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
CBV.R.10	-	10



Wiederverwendbare Instrumente
für flexible Endoskope
**Gastrointestinale
Transnasale
Lungenendoskopie**

Alles stammt hier. In Italien.

Die flexiblen **carniamed**-Komponenten für Endoskope sind fortan weltweit erhältlich. Dank unserer qualifizierten Mitarbeiter und den fundierten Erfahrungen als Hersteller von Mikroteilen für die Implantologie, sind wir in der Lage, unseren Kunden eine zuverlässig hohe Produktqualität und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis zu garantieren.

Auch verfügbar (auf Sonderbrochure dargestellt):

Fremdkörperzangen, intragastrische Ballonzangen, Gallengangstents, einfach und doppelbewegliche Scheren sowie ein komplettes Sortiment ähnlicher Zubehörteile für die Veterinärmedizin.

Reserch & development



Entwicklung



Fertigung



Verpackung



Montage

Hersteller

Carniaflex Srl • Via Nazionale 8 • I-33026 Paluzza • Udine
• Italy • Tel. 0039 0433 775164 • Fax 0039 0433 775856
mail@carniamed.com • www.carniamed.com

Offizielle Vertrieber



ISO 9001
ISO 13485



Die CE-Zertifizierung bezieht sich auf das Endprodukt.

carniamed ist die medizinische Abteilung von • **carniamed**®, **BITEFLEX**®, und **CLEANFLEX**® sind eingetragene Schutzmarken von Carniaflex Srl
Sämtliche Rechte vorbehalten. Carniaflex behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung abzuändern.

Release TB.B.D.SP.S/11.06

BITEFLEX® SP-Serie und S-Serie
BIOPSIEZANGEN

CLEANFLEX® CBS, CBT und CBV-Serie
REINIGUNGSBÜRSTEN



BITEFLEX® SP-Serie und S-Serie BIOPSIEZANGEN

Die **BITEFLEX® SP-Serie** Biopsiezangen sind das Ergebnis einer langen und intensiven Zusammenarbeit zwischen der Carniamed Forschungs- und Entwicklungsabteilung und unseren Kunden wobei sämtliche Einzelkomponenten innenbetrieblich entwickelt, gefertigt und zusammengebaut werden. Sie sind in einem breiten Sortiment und variablen Abmessungen verfügbar, sodass diese für den Einsatz bei sämtlichen endoskopischen Verfahren wie z.B. Bronchoskopie, Gastroskopie, Colonskopie in der Human- ebenso wie in der Veterinärmedizin geeignet sind. Die **BITEFLEX®** Biopsiezangen werden aus besonders hochwertigen, rostfreien Stählen und sterilisierbaren Kunststoffen gefertigt. Die **S-Serie** unterscheidet sich von der **SP-Serie** nur durch die verwendeten Materialien für den Fingerring und den Gleitschieber. Beide werden in der **S-Serie** aus rostfreiem Stahl hergestellt, während sie bei der **SP-Serie** aus Kunststoff bestehen.

Die Ergonomie des **Gleitschiebers** ermöglicht eine optimale Fingerpositionierung und garantiert somit eine einfache und sichere Handhabung der Zange. Durch drei verschiedene Farben lassen sich die Zangen mit ihren unterschiedlichen Längen schneller identifizieren (50-100-120/160-180/230-300-400 cm).

Auf der **weißen Schutzhülse** werden wichtige Daten wie Länge, Durchmesser, Bestellnummer, Losgröße und Steinfängerbreite angegeben. Eine weitere durchsichtige Verkleidung schützt die Hülse und Markierung vor Abnutzung.




Die auf dem Handgriff abgedruckten **Längenwerte** müssen hierbei berücksichtigt und auf das jeweils verwendete Endoskop abgestimmt werden.

Die **Spirale dreht unbehindert** im Vergleich zum Handgriff für eine bessere Löffelpositionierung. **Auf Verlangen können die Modelle ohne Dorn auch schwingen.**



Die **Längemarker auf der Spirale** dienen der optimalen Handhabung des Instrumentes während sich die Löffel dem Distalausgang des Endoskopes nähern.



Die Biopsiezangen sind wiederverwendbar. Sie werden **im weißen Raum (Klasse 10.000) verpackt**. Die Verpackungsbeutel sind sterilisierbar und werden in Kartonschachteln einzeln verpackt. Sie können unter Berücksichtigung der geltenden Verfahrensvorschriften in "Autoklav" oder "ETO" sterilisiert werden.



Die **Löffel** werden aus stabförmigem rostfreien Stahl mit Hilfe hochtechnologischer CNC-Bearbeitungszentren nach unserer Originalzeichnung gefertigt.



Der ellipsenförmige **Fingerring** dreht um seine senkrechte Achse und hat einen breiteren Schnitt für eine verbesserte Fingerpositionierung. Dank seines niedrigen Gewichtes ist der Handgriff leicht und sehr gut ausgewogen.



Das **Distalteile der Spirale** (ca. 20 cm.) ist **geschliffen** und ermöglicht somit sichere und schnelle Bewegungen im Arbeitskanal des Endoskops. Dank ihrer besonderen Flexibilität ist die Zange auch für den Einsatz in der Pädiatrie geeignet.

Die **BITEFLEX®** Biopsiezangen dienen der Gewebeentnahme für mikrobiologische Untersuchung.

Der rostfreie Stahl der Löffel wird behandelt, um einen guten Schnitt für einen längeren Zeitraum zu garantieren. Die Löffel sind gefenstert, sodass größere Mengen von Gewebeproben entnommen werden können. Sie können auch gezahnt und mit Dorn geliefert werden. In der Verpackung sind die Löffel durch eine Gummikappe geschützt.

Diese Eigenschaften zusammen mit der Montagequalität, welche eine gleichförmige Löffelbewegung erlaubt, machen das Instrument einfach und sicher zu verwenden.

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien in der Herstellung sind die Instrumente fast wartungsfrei und garantieren somit eine optimale Kosten-Nutzen-Relation.

Der Durchmesser des Arbeitskanals des Endoskops, mit dem man die Zange verwendet, sollte wenigstens 0,2 mm. größer als der Durchmesser derselben Zange sein.

Eigenschaften & Vorteile

- Innenbetriebliche Forschung, Entwicklung und Produktion
- Hochwertige Rohmaterialien
- Höchstpräzise Fertigung und Montage der einzelnen Teile
- Drehkontrolle der Löffel für eine bessere Orientierung
- Schwingende Ausführung auch verfügbar
- Geschliffenes Distalteile der Spirale
- Längemarker auf der Spirale und entsprechende Tabelle auf dem Handgriff
- Ergonomisch geformter Gleitschieber
- Optimale Verpackung im weißen Raum Klasse 10.000
- Wiederverwendbar und sterilisierbar – in Autoklav und ETO
- CE-gekennzeichnete Produkte nach ISO13485
- 2 Jahre Garantie für Herstell- u. Materialfehler

Die **BITEFLEX®** Biopsiezangen sind mit den Endoskopen aller wichtigen Hersteller kompatibel. Dies muß jedoch vor dem Gebrauch unbedingt überprüft werden.

Die **Kodierung** der Carniamed Produkte ist wie folgt aufgebaut. (Punkte sind durch die Angabe der gewünschten Länge oder des Durchmessers zu ersetzen). Schwingende Ausführungen der Modelle ohne Dorn werden durch ein Y am Ende der Kodierung gekennzeichnet.

Kodierung BITEFLEX®

B	R	SP	OF	Y	120	18
Zangen Biopsie	Handgriff S Stahl - P Kunststoff	Schwingend				Durchmesser in mm/10
Wiederverwendbar		Löffelart	Länge in cm			


Kodierung CLEANFLEX®

CBS	R	230	20	10	3
Reinigungsbürsten S einzeln - T doppelt V Ventil		Länge in cm		Länge Bürste #2 in mm	
Wiederverwendbar		Länge Bürste #1 in mm	Bürstendurchmesser in mm		

BITEFLEX® SP-Serie und S-Serie BIOPSIEZANGEN


OVALLÖFFEL

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Löffelöffnung (mm)
B.R.SP.OF.100.♦♦	100	1,0 - 1,6 - 1,8 - 2,1 - 2,3	2,9 - 4,4 - 4,9 - 5,7 - 6,1
B.R.SP.OF.120.♦♦	120	1,0 - 1,6 - 1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5	2,9 - 4,4 - 4,9 - 5,7 - 6,1 - 7,1
B.R.SP.OF.160.♦♦	160	1,6 - 1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5 - 2,8	4,4 - 4,9 - 5,7 - 6,1 - 7,7 - 7,7
B.R.SP.OF.180.♦♦	180	1,0 - 1,6 - 1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5 - 2,8 - 3,4	2,9 - 4,4 - 4,9 - 5,7 - 6,1 - 7,7 - 7,7 - 8,9
B.R.SP.OF.230.♦♦	230	1,6 - 1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5 - 2,8 - 3,4	4,4 - 4,9 - 5,7 - 6,1 - 7,7 - 7,7 - 8,9
B.R.SP.OF.300.♦♦	300	2,5 - 2,8 - 3,4	7,7 - 7,7 - 8,9
B.R.SP.OF.400.♦♦	400	2,5 - 2,8 - 3,4	7,7 - 7,7 - 8,9




SCHWINGENDE GEFENSTERTE OVALLÖFFEL MIT HAKENMAUL

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Löffelöffnung (mm)
B.R.SP.OF.RT.100.23	100	2,3	6,0
B.R.SP.OF.RT.120.23	120	2,3	6,0
B.R.SP.OF.RT.160.23	160	2,3	6,0
B.R.SP.OF.RT.180.23	180	2,3	6,0
B.R.SP.OF.RT.230.23	230	2,3	6,0
B.R.SP.OF.RT.300.23	300	2,3	6,0
B.R.SP.OF.RT.400.23	400	2,3	6,0




GEFENSTERTE OVALLÖFFEL MIT DORN

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Löffelöffnung (mm)
B.R.SP.OF.N.100.♦♦	100	1,6 - 1,8 - 2,1 - 2,3	4,4 - 4,9 - 5,7 - 6,1
B.R.SP.OF.N.120.♦♦	120	1,6 - 1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5	4,4 - 4,9 - 5,7 - 6,1 - 7,1
B.R.SP.OF.N.160.♦♦	160	1,6 - 1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5 - 2,8	4,4 - 4,9 - 5,7 - 6,1 - 7,1 - 7,7
B.R.SP.OF.N.180.♦♦	180	1,6 - 1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5 - 2,8 - 3,4	4,4 - 4,9 - 5,7 - 6,1 - 7,1 - 7,7 - 8,9
B.R.SP.OF.N.230.♦♦	230	1,6 - 1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5 - 2,8 - 3,4	4,4 - 4,9 - 5,7 - 6,1 - 7,1 - 7,7 - 8,9
B.R.SP.OF.N.300.♦♦	300	2,5 - 2,8 - 3,4	7,1 - 7,7 - 8,9
B.R.SP.OF.N.400.♦♦	400	2,5 - 2,8 - 3,4	7,1 - 7,7 - 8,9




GEFENSTERTE RUNDLÖFFEL

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Löffelöffnung (mm)
B.R.SP.CF.100.♦♦	100	1,8 - 2,3	4,9 - 6,4
B.R.SP.CF.120.♦♦	120	1,8 - 2,3	4,9 - 6,4
B.R.SP.CF.160.♦♦	160	1,8 - 2,3	4,9 - 6,4
B.R.SP.CF.180.♦♦	180	1,8 - 2,3	4,9 - 6,4
B.R.SP.CF.230.♦♦	230	1,8 - 2,3	4,9 - 6,4




GEFENSTERTE UND GEZAHNTE OVALLÖFFEL

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Löffelöffnung (mm)
B.R.SP.OF.T.100.♦♦	100	1,8 - 2,1 - 2,3	4,6 - 5,7 - 5,8
B.R.SP.OF.T.120.♦♦	120	1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5	4,6 - 5,7 - 5,8 - 7,0
B.R.SP.OF.T.160.♦♦	160	1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5	4,6 - 5,7 - 5,8 - 7,0
B.R.SP.OF.T.180.♦♦	180	1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5	4,6 - 5,7 - 5,8 - 7,0
B.R.SP.OF.T.230.♦♦	230	1,8 - 2,1 - 2, 3 - 2,5	4,6 - 5,7 - 5,8 - 7,0
B.R.SP.OF.T.300.♦♦	300	2,5	7,0
B.R.SP.OF.T.400.♦♦	400	2,5	7,0



GEFENSTERTE RUNDLÖFFEL MIT DORN

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Löffelöffnung (mm)
B.R.SP.CF.N.100.23	100	2,3	6,4
B.R.SP.CF.N.120.23	120	2,3	6,4
B.R.SP.CF.N.160.23	160	2,3	6,4
B.R.SP.CF.N.180.23	180	2,3	6,4
B.R.SP.CF.N.230.23	230	2,3	6,4



GEFENSTERTE UND GEZAHNTE OVALLÖFFEL MIT DORN

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Löffelöffnung (mm)
B.R.SP.OF.TN.100.♦♦	100	1,8 - 2,1 - 2,3	4,6 - 5,7 - 5,8
B.R.SP.OF.TN.120.♦♦	120	1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5	4,6 - 5,7 - 5,8 - 7,0
B.R.SP.OF.TN.160.♦♦	160	1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5	4,6 - 5,7 - 5,8 - 7,0
B.R.SP.OF.TN.180.♦♦	180	1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5	4,6 - 5,7 - 5,8 - 7,0
B.R.SP.OF.TN.230.♦♦	230	1,8 - 2,1 - 2,3 - 2,5	4,6 - 5,7 - 5,8 - 7,0
B.R.SP.OF.TN.300.♦♦	300	2,5	7,0
B.R.SP.OF.TN.400.♦♦	400	2,5	7,0

